


**Mise en service de l'appareil :**



1. Branchez la fiche DC du bloc d'alimentation à l'arrière de la S9.
2. Branchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation.
3. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise de courant.
4. Raccordez fermement une extrémité du circuit respiratoire à la sortie d'air.
5. Raccordez le masque à l'extrémité libre du circuit respiratoire.

6. Pour commencer ou terminer votre traitement, appuyer sur la touche MARCHE / ARRET.

