



**Mise en service de l'appareil :**



1. Branchez le bloc d'alimentation à l'arrière de la PR1, puis branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise de courant.
2. Raccordez une extrémité du circuit respiratoire à la sortie d'air puis raccordez le masque à l'autre extrémité du circuit respiratoire.



3. Pour commencer votre traitement, sur l'écran de démarrage, tournez le bouton rotatif de manière à sélectionner  (Traitement) et appuyez sur ce même bouton pour démarrer l'appareil. Installez votre masque.
4. Pour terminer votre traitement, enlevez votre masque puis appuyez sur le bouton rotatif.